



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Product Images

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 5 ml, 0.5 – 5 ml, 14.7 cm, grün Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpiptettrade; Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 5 ml Gefiltert: Nein Sterilität: steril Länge (angloamerikanisch): 5.8 in. Länge (metrisch): 14.7 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpiptettrade; Format: Gestell Unit Size: Case of 270

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	PO-0301
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

