



Thermo Scientific FinnTip™ Stepper Pipettenspitzen

Product Images

Beschreibung

FinnTip™ Stepper Pipettenspitzen Thermo Scientific™ FinnTip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ FinnPipette™ Stepper Pipette. Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; FinnPipettetrade; Stepper-Pipette Produktlinie: FinnTip Stepper Volumen (metrisch): 500 µl Dispensierungsvolumen (metrisch): 10, 20, 30, 40, 50 µl Gefiltert: Nein Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 14001 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; FinnPipettetrade; Stepper-Pipette Format: Großpackung Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	PO-0309
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

