



Thermo Scientific Finntip™ Stepper Pipettenspitzen

Product Images

Beschreibung

Finntip™ Stepper Pipettenspitzen Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette. Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Stepper-Pipette Produktlinie: Finntip Stepper Volumen (metrisch): 2.5 ml Dispensierungsvolumen (metrisch): 50, 100, 150, 200, 250 µl Gefiltert: Nein Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 14001 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Stepper-Pipette Format: Großpackung Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	PO-0313
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

