



Nalgene® CryoBox™ Tiefkühlgestelle

Product Images

Beschreibung

CryoBox™ Tiefkühlgestelle Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen. Bauweise/Design: Vertical Abmessungen (L x B x H): 5.625 x 5.5 x 16 in. (14.3 x 14 x 40.6 cm) Aufnahmevermögen: 4 CryoBoxes/Rack Typ: Freezer Rack Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-2165
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238750372

