



## Nalgene<sup>®</sup> CryoBox<sup>™</sup> Tiefkühlgestelle

### Product Images

---

### Beschreibung

---

CryoBox<sup>™</sup> Tiefkühlgestelle Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen. Bauweise/Design: Vertical Abmessungen (L x B x H): 5.625 x 5.5 x 8.75 in. (14.3. x 14 x 22.5 cm) Aufnahmevermögen: 4 CryoBoxes/Rack Menge: 4/cs. Typ: Cryogenic Box Storage Rack, Vertical Unit Size: Case of 4

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-1537
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238750361

