



Nalgene® Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen

Product Images



Beschreibung

Nalgene Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Sie können Thermo Scientific Nalgene Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln. Beschreibung: Teströhrchen-Gestelle Array: 3 x 8 Autoklavierbar: Not Autoclavable Aufnahmevermögen: Tubes (25 to 30 mm) Positionen: 24 Form: Rectangle Stapelbar: No Typ: Test Tube Rack Zur Verwendung mit (Geräte): 21 – 25 mm-Röhrchen Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Länge (metrisch): 32 cm Länge

(angloamerikanisch): 12.5 in. Breite (metrisch): 11.5 cm Breite (angloamerikanisch): 4.5 in. Durchmesser (metrisch) Öffnung: 30 mm
Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1621
Hersteller (Marke)	Nalgene

