



Nalgene® Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen ResMer

Product Images



Beschreibung

Nalgene Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen ResMer Fertigungstechnologie Thermo Scientific Nalgene Gestelle für Reaktionsgefäße werden unter Einsatz der ResMer-Herstellungstechnik gefertigt, um Farbe und Beständigkeit auch unter rauhesten Laborbedingungen zu gewährleisten. Beschreibung: Gestell für Mikroröhrchen WHT 1,5 ml Array: 4 x 6 Autoklavierbar: Ja Aufnahmevermögen: 1.5 ml-Röhrchen Material: Polyketon Positionen: 24 Stapelbar: Ja Typ: Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen Anzahl pro Karton: 8 Anzahl pro Packung: 1 Abmessungen (L x B x H): 14.3 x 9.0 x 5.2 cm Länge (metrisch): 14.3 cm Länge (angloamerikanisch): 5,75 in. Breite (metrisch): 9.0 cm Breite (angloamerikanisch): 3.5 in. Höhe (metrisch): 5.2 cm Höhe (angloamerikanisch): 2 in. Unit Size: Case of 8

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1676
Hersteller (Marke)	Nalgene

