



Nalgene[®] Pipettengefäße

Product Images

Beschreibung

Nalgene Pipettengefäße In diesen Gläsern können Sie Glaspipetten einlegen oder sterilisieren. Der Deckel zeigt die Verdampfung der Reinigungslösung an und schützt den Inhalt vor Verschmutzungen, während der Bodenflansch die Standsicherheit erhöht. Zur Verwendung mit: Pipetten in bis zu 24 . L (61 cm) Höhe (angloamerikanisch): 36 in. Größe: C Beschreibung: Pipet Jar XLPE F Durchmesser (angloamerikanisch): 6875 in. Lagerungsbedingungen: Store jar in container, sink or drainboard large enough to retain contents should leakage occur Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 2 Unit Size: Case of 2

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Artikelnummer | CD-1563 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| VGKL Nummer | 248752426 |

