



Nalgene® Pipettenkörbe

Product Images

Beschreibung

Nalgene Pipettenkörbe Thermo Scientific Nalgene Körbe für die Pipettenreinigung bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem Polyethylen hoher Dichte. Zur Verwendung mit: 24 Zoll (610 mm) Pipette Höhe (angloamerikanisch): In 30,75 . Größe: E Beschreibung: mit Handgriff Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-2172
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	248752413

