



## Thermo Scientific Finnpipette™ Ständer

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Finnpipette™ Ständer Thermo Scientific Finnpipette Pipettenständer ermöglichen eine sichere und bequeme Aufbewahrung von manuellen und elektronischen Pipetten. Beschreibung: Finnpipette Regalhaken Aufnahmevermögen: 1 Hand Pipette Typ: Pipet Stand Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	PO-0001
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
steril	Nein

