



NIPPON Genetics FastGene FAS-X

Product Images



Beschreibung

FastGene® FAS-X ist unser neues Gel-Dokumentationssystem. Es kombiniert ein modernes Design mit einer sehr benutzerfreundlichen Software. Die wichtigste Innovation ist die Einführung der Blue/Green LED-Technologie. Mit dieser sicheren Lichtquelle kann jeder handelsübliche DNA-Farbstoff ohne das schädliche UV-Licht nachgewiesen werden. Es handelt sich um die nächste Generation von Gel-Dokumentationssystemen mit sichtbarem Licht, die anstelle von blauem Licht ein Lichtspektrum im blau-grünen Bereich verwenden. FAS-X ist ein eigenständiges System, das in Deutschland hergestellt wird.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	8-9009
Hersteller (Marke)	NIPPON Genetics

