



## re:Lab Combi-Stopper

### Product Images

---



## Beschreibung

---

**Hinweis: Starke Preisreduzierung!** Artikel kann Gebrauchsspuren, eine beschädigte Verpackung oder ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum enthalten. Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

### Steriler Verschlusskonus für weibliche Lock-Anschlüsse

- Stopper gewährleisten einen sterilen Verschluss von weiblichen Lock-Anschlüssen nach Gebrauch

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	TZ-0598_RELAB
Hersteller (Marke)	re::Lab
steril	Nein

