



Better Basics SmartRack® primus

Product Images



Beschreibung

Das SmartRack® primus ist die günstige Einstiegsvariante in die smarte Welt der Laborausstattung von Better Basics. Es wurde für den Einsatz an vielen verschiedenen Laborarbeitsplätzen und insbesondere für die Arbeit am Laborabzug entwickelt. Es besteht aus einem unbeschichteten, geschliffenen Aluminiumrahmen. Jede dritte Nutschieneaufnahme der beiden Seiten des SmartRack® primus-Rahmens besitzt eine frontseitige Vertiefung, die das waagerechte Ausrichten der Nutschienen erleichtert. Das SmartRack® primus umfasst folgende Bestandteile: - 1 x Rahmen inkl. einem Paar Aluminium-FüÙe - 2 x Nutschienen inkl. je zwei seitlichen Griffen

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer | BS-0083 |
| Hersteller (Marke) | Better Basics |
| steril | Nein |

