



neoLab® Isolierbox, faltbar, 23 L

Product Images



Beschreibung

Praktische und leichte Isolierbox, die man nach dem Gebrauch einfach zusammenklappen kann.

Somit ist eine Platzersparnis bis zu 60% gewährleistet.

Der Inhalt kann je nach Anwendung kalt oder warm gelagert und transportiert werden.

Optimal geeignet für empfindliche Proben in Labor, Apotheke oder Gastronomie.

Volumen: 23 Liter

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-1341
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087333
Farbe	graugelb
Material	Expandiertes Polypropylen (EPP)
Volumen	23 l
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend
Breite	400 mm
Breite/innen	360 mm
Form	rechteckig
Höhe	220 mm
Höhe innen	200.0 mm
Länge	400 mm
Tiefe	400 mm
Tiefe innen	360 mm
Länge innen	360 mm
Typ Wanne/ Box	Klappbox

