



Nalgene Bio-Sicherheitstransport-System

Product Images



Beschreibung

Autoklavierbarer, transparenter und auslaufsicherer Bio-Sicherheits-Transport- und -Lagerbehälter.

Aus PC, mit Silikondichtung und Polysulfon-Laschen. Geschlossenes Transportsystem.

Robust und bruchfest.

Zur Routine-Sterilisation Oberteil abnehmen. Bei Kontakt mit biogefährlichen Material ist der Träger geschlossen mit dem Inhalt zu autoklavieren und dann zu verwerfen. Entspricht OSHA-Standard 29 CFR Part 1910.1930 zum Schutz vor hämatogenen Pathogenen.

Innenmaße: 300 x 125 x 160 mm (L x B x H)

Außenmaße: 370 x 170 x 175 mm (L x B x H)

Zubehör: Edelstahl-Transportgriff (Best.-Nr. CD-1857)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1856
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	4-1809
EAN	4058072219574
Farbe	transparent (klar)
Material	Polycarbonat (PC)
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	autoklavierbar
Breite	170 mm
Breite/innen	125 mm
Höhe	175 mm
Höhe innen	160.0 mm
Länge	370 mm
Tiefe	370 mm
Tiefe innen	300 mm
Länge innen	300 mm

