



neoLab® Objektträger-Mappen, weiß

Product Images



Beschreibung

Objektträger-Mappen für die sichere und saubere Aufbewahrung oder für den Transport von Objektträgern mit 76 x 26 mm.
Mit 20 nummerierten Plätzen.
Transparente, klappbare Front für einfache Identifizierung der Objektträger von außen.
Einfache Entnahme der Objektträger, stapelbar.

Artikelnummer	7-4597
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040895
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Breite	192 mm
Höhe	11 mm
Länge	295 mm
Tiefe	295 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für den Versand geeignet codiert
Typ Codierung	nummeriert
für Objektträgermaße	76 x 26 mm



Zusätzliche Informationen