



neoLab® Magazin für Einbettkassetten, PS

Product Images



Beschreibung

Stapelbare Schubfächer zur Lagerung von 250 Einbettkassetten.

Mit Beschriftungsetiketten.

Material: PS

Maße: 405 x 230 x 51 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	7-0020
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026592
Farbe	Schwarz
Material	Polystyrol (PS)
Breite	230 mm
Höhe	51 mm
Länge	405 mm
Tiefe	405 mm
geeignet für	Einbettkassetten

