



## neoLab® Latexhandschuhe, Größe S, weiß

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Als Handschuh der PSA-Kategorie 3 mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der BINGOLD Latex 50PLUS besonders für den Einsatz im Labor geeignet und er erfüllt die Anforderungen der Normenreihe EN 374 gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Länge: 240 mm Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374 AQL 1.5 PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen Medizinprodukt Klasse I

---

Artikelnummer	B1-8124
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292689534
Farbe	weiß
Material	Latex
steril	Nein
Länge	240 mm
Größe	S
Schutzlevel Mikroorganismen (AQL)	AQL = 1,5
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Größe (klein, mittel, groß)	klein
Handschuh dient	Personenschutz



## Zusätzliche Informationen