



neoLab® Einmalkittel aus PE

Product Images



Druckknöpfe

Beschreibung

Laborkittel aus PE Folie, mit Druckknöpfen und verschließbarem Reverskragen.
Einfache dünne Ausführung.

Auch geeignet für den Einsatz im Nassbereich.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	8-2020
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072050689
Farbe	Weiß
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Länge	125 cm
Eigenschaften Bekleidung	für die 1xVerwendung antistatisch
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex Damen Herren
Kittel schützt gegen	Biologische Gefahren und infektiöses Material Partikel. Staub und Schmutz Wasser
Schutzkleidung zum Schutz von	Körper
Ärmelabschluss	ohne Bündchen oder Gummizug

