



## Corning Thermodrucker

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Thermodrucker für Geldokumentationssystem GD-1000 und GDBL-1000

### Zusätzliche Informationen

---

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Artikelnummer          | CQ-0390       |
| Hersteller (Marke)     | Corning       |
| alte neoLab ArtikelNr. | C-2037        |
| EAN                    | 4058072656096 |
| Energieversorgung      | Stromnetz     |
| für Breite Band/ Rolle | bis 100 mm    |

