




Testo Temperaturmessstreifen, +37 bis +65°C

Product Images



Beschreibung

Die Temperaturmessstreifen testoterm sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte wie Platinen, für Langzeitüberwachung bei Lagerung und Transport, im Labor, in der Kraftfahrzeugtechnik oder der Luft- und Raumfahrt. Die Temperaturmessstreifen im Einsatz Die Temperaturmessstreifen werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich

wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Temperaturskala von +37 °C bis +65 °C; die in weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die ablesbaren Temperaturschritte sind wie folgt: 37°; 40°; 43°; 46°; 49°; 54°; 60° und 65° C. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen. Benötigen Sie Temperaturmessstreifen zur Temperaturüberwachung höherer Temperaturen? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +71 ... +110 °C +116 ... +154 °C +161 ... +204 °C +204 ... +260 °C

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	TO-0285
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	100940108
EAN	4066292351158
Bruttogewicht	0.01
Hersteller EAN	4029547006968
Nettogewicht	0.01000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.10500 m
Verpackungshöhe	0.00200 m
Verpackungstiefe	0.07000 m
Zolltarifnummer	38249993900

