



neoLab® Lab-Marker, blau

Product Images



Beschreibung

Markierstift mit feiner Spitze für trockene oder feuchte, kalte oder warme Oberflächen.
Geeignet für alles, was im Labor beschriftet werden soll: Glas, Kunststoff, Porzellan, Metall, Holz, Papier etc. .
Besonders geeignet für Objektträger und Reaktionsgefäße.

Wenn die Tinte getrocknet ist, ist der Markierstift auch beständig gegenüber vielen organischen Lösemitteln.

Bei normalem Gebrauch wasser- und alkoholfest.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-5042
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004019
Farbe	blau
Marker Eigenschaften	für warme Oberflächen für kalte Oberflächen für feuchte Oberflächen für Glas
Typ Stift	Schreiber mit Kugelspitze

