




DURAN[®] Analysentrichter, d = 110mm

Product Images



Beschreibung

DURAN® Analysenrichter, Ø 110 mm Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen kann. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Für Schnellfiltration Durch eingefügte Glasstege ideal für das schnelle Filtrieren unter Verwendung von Papier-Rundfiltern geeignet Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Umfüllen und Filtrieren von Substanzen, Das Verschütten von Substanzen wird vermieden, Filtrieren

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	SD-0482
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112133148
EAN	4058072342586
Bruttogewicht	0.248
Hersteller EAN	4032051008687
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.22100 kg
DM	110 mm
DM Stiel außen	9 mm
Material	Borosilikat Glas 3.3
Länge Stiel	180 mm
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.02408600 ccm
Zolltarifnummer	70172000

