



Bochem Trichter 18/10 Stahl, D=200mm

Product Images



Beschreibung

Trichter aus 18/10 Stahl, D=200mm, H=220mm, Auslaufrohr konisch: d=27/21mm, h=90mm, mit Griff, mit Luftkanal Gewicht in g: 300,0

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	MN-1310
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	380508844
EAN	4058072333942
DM	200 mm
DM Stiel außen	18 mm
Material	Edelstahl
Länge Stiel	90 mm
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
steril	Nein
Zolltarifnummer	73239300
Höhe	220 mm

