



Moonlab® Kunststoffflaschen 125 ml, PP

Product Images



Beschreibung

Weithals-Kunststoffflaschen aus Polypropylen; hohe Reinheit; autoklavierbar. -Hergestellt im Reinraum. -DNase- und RNase-frei, pyrogen-frei. -Dichtheitsprüfung: Entspricht den Sicherheitsstandards der International Air Transport Association (IATA). -Ideal für die Lagerung, den Transport und die Verpackung von Flüssigkeiten, mit gleichmäßiger Wandstärke, robust und langlebig - Benutzerfreundliches Design, durch das sich die Flaschen gut öffnen und schließen lassen, und durch das sich die Entnahme der Flüssigkeiten einfach und leicht gestaltet

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	4-0145
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4066292698024
Farbe	transparent (klar)
Volumen	125 ml
Material	Polypropylen (PP)
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Halsweite	weit

