



## neoLab® Pumpzerstäuberflasche 30 ml, braun

### Product Images

---



# Beschreibung

Leichte Fläschchen mit Schutzkappe aus PS und Steigrohr aus HDPE.  
Ideal, um kleine Flüssigkeitsmengen gleichmäßig und fein zu versprühen.

Pumpzerstäuber mit Verschluss DIN 18.  
Sprühwinkel 35 Grad, Sprühvolumen je Pumpvorgang 0,05 ml.

# Zusätzliche Informationen

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 1-7247                                       |
| Hersteller (Marke)          | neoLab                                       |
| EAN                         | 4058072046033                                |
| Farbe                       | braun                                        |
| Material                    | Polystyrol (PS)                              |
| Volumen                     | 30 ml                                        |
| Farbe Flasche               | braun                                        |
| Typ Verschluss/ Deckel      | Pumpzerstäuber                               |
| Flaschen Eigenschaften      | mit Verschluss/Deckel Flasche autoklavierbar |
| Material                    | Polystyrol (PS)                              |
| Halsweite                   | eng                                          |
| DM Flasche                  | 32.2 mm                                      |
| DM Hals                     | 18 mm                                        |
| Farbe Verschluss/ Deckel    | transparent (klar)                           |
| Material Flasche            | Polystyrol (PS)                              |
| Material Verschluss/ Deckel | Polystyrol (PS) Polypropylen (PP)            |

