



## neoLab® Pumpzerstäuberflasche 100 ml, braun

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Leichte Fläschchen mit Schutzkappe aus PS und Steigrohr aus HDPE.  
Ideal, um kleine Flüssigkeitsmengen gleichmäßig und fein zu versprühen.

Pumpzerstäuber mit Verschluss DIN 18.  
Sprühwinkel 35 Grad, Sprühvolumen je Pumpvorgang 0,05 ml.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	1-7249
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046057
Farbe	braun
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	100 ml
Farbe Flasche	braun
Typ Verschluss/ Deckel	Pumpzerstäuber
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Flasche autoklavierbar
Material	Polystyrol (PS)
Halsweite	eng
DM Flasche	47.1 mm
DM Hals	18 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)
Material Flasche	Polystyrol (PS)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS) Polypropylen (PP)

