



neoLab® Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenglas 30 ml

Product Images



Beschreibung

Hochgeschwindigkeits-Zentrifugenglas aus verstärktem Borosilikatglas.
Durch besondere chemische Behandlung nahezu unzerbrechlich.
Bei richtiger Verwendung bis zu 13.100 RZB belastbar.
Rundbodig, ohne Rand.
Maximaltemperatur: 300°C
Autoklavierbar bei 121°C (15 min)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-9211
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072010461
DM	24 mm
Farbe	transparent (klar)
Volumen	30 ml
steril	Nein
Höhe	106 mm
Typ Verschluss/ Deckel	ohne Verschluss
TBST MAX	300 °C
TBST MIN	-70 °C
Boden außen	rund
Material Röhrchen	Borosilikatglas
Typ Röhrchen/ Mikrogefäß	Zentrifugengläser
Wandstärke	normal
zentrifugierbar bis	12000 g

