



Julabo Aufklappbare Giebelhaube für B13/B17

Product Images



Beschreibung

Die aufklappbare Edelstahl Giebelhaube reduziert die Verdunstung von Temperierflüssigkeit und spart Energie. Der aufsteigende Dampf wird über eine Abtropfkante zurück ins Bad geführt. Dadurch verbleibt die Temperierflüssigkeit im Bad und Nachfüllzyklen werden verlängert. Ein zusätzlicher Nutzen ist, dass durch die Haube eine Kontamination der Proben im Bad vermieden wird. Die aufklappbare Edelstahl Giebelhauben ist für einen Betrieb bis +60°C ausgelegt. Für höhere Temperaturen empfehlen wir unsere geschlossenen Badgefäße.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	JN-0588
Hersteller (Marke)	Julabo
EAN	4058072849368
Nettogewicht	1.16000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	73269098

