



neoLab® Deckel für 2-3844

Product Images



Beschreibung

Deckel aus glasklarem Polystyrol für Instrumentenschalen

Temperaturbeständig bis ca. +70°C.

Best.-Nr. 2-3846

Passend für Schale 2-3844

Zubehör für Instrumenten-Schalen aus Melamin

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	2-3846
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001506
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Breite	350 mm
Höhe	20 mm
Länge	250 mm
Tiefe	250 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
für Art.-Nr.	710064

