



Eppendorf Deckel für SmartBlocks™

Product Images



Beschreibung

Kunststoffdeckel für Eppendorf SmartBlock Plates

Passend für Eppendorf Thermomixer Modelle C und F.

Die separat zu bestellenden Deckel passen auf alle SmartBlocks, außer 5/15/50 ml.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	VB-1800
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-5057
EAN	4058072176983
Farbe	grau
für Art.-Nr.	E-5043. E-5044. E-5045. E-5046. E-5048

