



Cryomaster® Deckeleinsätze, rot, 500 Stk/Pck

Product Images



Beschreibung

Bunte Cryomaster® Deckeleinsätze aus hochwertigem Polypropylen für Cryomaster® Kryoröhrchen 4-6100 ff. Die Deckeleinsätze können zur farblichen Codierung der Röhrchen von oben in die Deckel eingedrückt werden. Somit kann eine große Auswahl an verschiedenen farblichen Kombinationen getroffen werden.

36 Farbkombinationen durch 6 Deckelfarben und 6 Einsatzfarben plus der 1D-Barcode.
So gelingt Ihnen eine schnelle und eindeutige Probenzuordnung!

VE: 500 Stk.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	4-6114
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072154325
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
geeignet für	Verschlüsse für Kryoröhrchen

