



## neoLab® optische qPCR-Klebefolie

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Die neoLab- Verschlussklebefolien verschließen sicher Ihre Multiwellplatten, dadurch vermeiden Sie Kontaminationen. Sie sind geeignet für verschiedenste Anwendungen: PCR, qPCR, Lagerung, Zellkultur usw.. Die Klebefolien lassen sich leicht anbringen und wieder ohne Kleberückstände entfernen. Alle Klebefolien sind frei von RNase, DNase und menschlicher DNA.

**VE:** 100 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	7-5216
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041472
Farbe	transparent (kristallklar)
Temp MAX	110 °C
Temp MIN	-40 °C
steril	Nein
Breite	77 mm
Länge	77 mm
Maße	77 x 140 mm

