



Bürkle Gewindeadapter PTFE GL45-S40

Product Images



Beschreibung

Adapter für Lösemittelpumpe Mini 2-2350. Von GL 45 auf S 40. Aus chemisch resistantem PTFE.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KL-1839
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	2-2351
EAN	4058072277253
Farbe	Weiß
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Gewinde	S 40

