



neoLabLine Haltestange

Product Images



Beschreibung

Haltestange/Adapter

Zur kurzzeitigen Fixierung verschiedener Aufsätze für Tubes auf dem Standardaufsatz.

Zubehör für neoVortex (Best.-Nr. D-6012/13)

Artikelnummer	D-6031
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072061777
Abbildung	10
Adapter wird benötigt für	Aufsatz für PCR-Gefäße. 48 x 0.2 ml (D-6033) Aufsatz für Reaktionsgefäße. 15 x 1.5/2.0 ml (D-6034) Aufsatz für Röhrchen. 12 x 12 mm (D-6035) Aufsatz für Reaktionsgefäße und Zentrifugenröhrchen. 8 x 5.0/15 ml (D-6036) Aufsatz für Röhrchen. 8 x 20 mm (D-60
für Modell Schüttler/ Rotator	neoLab neoVortex. 0 -2500 UpM (D-6012) neoLab neoVortex. 2500 UpM (D-6013)

