



## neoLab® 2 Liter Mixaufsatz Ploycarbonat

### Product Images

---



## Beschreibung

Mixaufsätze für Rotor-Hochleistungs-Labormixer, programmierbar 7 verschiedene Mixaufsätze: 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml Die Mixaufsätze 125 bis 1000 ml sind oben geschlossen und bestehen aus Glas. Die Mixaufsätze 2000 ml bestehen aus Polycarbonat oder Edelstahl und haben Schikanen zur besseren Durchmischung.

## Zusätzliche Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer          | 3-2045                  |
| Hersteller (Marke)     | neoLab                  |
| EAN                    | 4058072018641           |
| Farbe                  | transparent (milchig)   |
| Typ Verschluss/ Deckel | Aufliegender Verschluss |
| Farbe Graduierung      | transparent (milchig)   |
| Teilung                | 200 ml                  |

