



## neoLab® Aluminium Trockenbad, PTFE Mantel

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Das **neoLabLine Trockenbad aus Aluminium** und einem PTFE Mantel bietet die angenehme Alternative zum Ölbad. Sauber, einfach und unkompliziert und dennoch gleich effizient wie ein Ölbad.

Füllen Sie das Trockenbad einfach mit einer entsprechenden Menge an Heizperlen, und stellen anschließend das Gefäß mit Ihrer Probe hinein. Die gewünschte Temperatur wird durch die gute Wärmeleitfähigkeit der besonderen Metalllegierung schnell erreicht.

- Kein Säubern, Wechseln und Aufarbeiten mehr nötig
- Kostensparend
- Umweltfreundlich

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	D-6111
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292501010
Farbe	Weiß
Material	Aluminium Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon®)
Aufsatz ist geeignet für	verschiedene Gefäße
für Gefäße mit Volumen bis	2000 ml

