




## DURAN® Ersatz-Ausgießring, 16 St./Pack

### Product Images

---



### Beschreibung

---

**Ausgießringe aus PP für DURAN® YOUTILITY Flaschen**

Ausgießring GL 45

Farbe: cyan

VE: 16 Stück

# Zusätzliche Informationen

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Artikelnummer          | SD-2755           |
| Hersteller (Marke)     | DURAN             |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-3048            |
| EAN                    | 4058072363604     |
| Farbe                  | blau              |
| Material               | Polypropylen (PP) |
| Höhe                   | 3 mm              |
| DM innen               | 45 mm             |
| TBST MAX Ausgießring   | 140 C°            |
| TBST MIN Ausgießring   | 5 C°              |

