



## SERVA Luminol reinst 5 g

### Product Images

---



### Beschreibung

---

Für die Mikrobestimmung der Superoxid-Dismutase (2). Peroxidase-Reagenz (1).

M: 177,2

Reinheit (%): min.95,0

1max (nm):344-350

2max (nm):297-303

## Zusätzliche Informationen

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer      | SV-0028       |
| Hersteller (Marke) | SERVA         |
| EAN                | 4058072371654 |

