



Better Basics SmartRack®

Product Images



Beschreibung

Das **SmartRack®** wurde für den Einsatz an vielen verschiedenen Laborarbeitsplätzen und insbesondere für die Arbeit am Laborabzug entwickelt. Das SmartRack® mini ist speziell für die Arbeit an der Sicherheitswerkbank geeignet.

Das SmartRack® umfasst folgende Bestandteile:

- einen Rahmen inkl. ein Paar Füße
- drei Nutschienen inkl. je zwei seitlichen Griffen
- eine Auffangwanne

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	BS-0051
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292684164

