



SmartRack® Halterung für Chromatographiesäulen

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein müheloses Einhängen von Chromatographiesäulen. Die Halterung passt sich über einen Schnappmechanismus dem Säulenumfang an und bietet so einen sicheren Halt. Ab einer Länge von mehr als 15 cm der eingehangenen Gerätschaft empfiehlt sich die Verwendung von zwei übereinander angeordneten Modulen, um die Stabilität des Aufbaus zu gewährleisten.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	BS-0016
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683815
geeignet für	Chromatographiesäulen

