



SmartRack® Halterung für Erlenmeyerkolben

Product Images



Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Einhängen von Erlenmeyerkolben mit Bördelrand. Durch die gewölbte Front wird der Erlenmeyerkolben sicher im Modul fixiert und ist gegen ein Herausfallen geschützt.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	BS-0018
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683839
geeignet für	Erlenmeyerkolben

