



## SmartRack® Halterung für Pipettenspitzenboxen

### Product Images



### Beschreibung

Das Modul ermöglicht ein einfaches Fixieren von Pipettenspitzenboxen verschiedener Hersteller und verschiedener Größen. Durch einen in das Modul integrierten Magneten sowie einen zweiten Magneten, der vom Anwender in die Pipettenspitzenbox eingelegt wird, ist ein sicherer Halt der Box gewährleistet. Für die Arbeit mit mehreren Pipettenspitzenboxen können weitere Magneten hinzubestellt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	BS-0033
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292683983
geeignet für	Pipettenspitzenboxen

