



Better Basics SmartRack® mini

Product Images



Beschreibung

Das **SmartRack**® wurde für den Einsatz an vielen verschiedenen Laborarbeitsplätzen und insbesondere für die Arbeit am Laborabzug entwickelt. Das SmartRack® mini ist speziell für die Arbeit an der Sicherheitswerkbank geeignet.

Das SmartRack® mini umfasst folgende Bestandteile:

- einen Rahmen inkl. ein Paar Füße
- drei Nutschienen inkl. je zwei seitlichen Griffen
- eine Auffangwanne

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	BS-0052
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292684171

