




SmartRack® Wandhalterung

Product Images



Beschreibung

Die Wandhalterung wird wie ein Modul in die Nutschiene eingehangen und bietet eine zusätzliche Möglichkeit, um das **SmartRack®** zu sichern. Der mitgelieferte Stativstab kann aus allen drei Raumrichtungen in die Wandhalterung eingesteckt und anschließend an einem vorhandenen Stativgestänge, oder anderen fest installierten Gestängen des Labors, fixiert werden. Das SmartRack® wird dadurch unbeweglich und an diesem Ort fixiert.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	BS-0054
Hersteller (Marke)	Better Basics
EAN	4066292684195

