



Eppendorf Conical15mL, steril+,farbl,2D+HRC,500 St

Product Images

Beschreibung

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, 2D SafeCode, sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 500 Tubes (10 Beutel × 50 Tubes), einzeln verpackte Racks - Zweistufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung - ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht eine sichere Code-Ablesung bei bis zu 30 % beschädigten Codes - Temperaturbereich: -86 °C bis +121 °C - Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für höchste Probenreinheit - Sofort einsatzbereit für eine bequeme Handhabung - ID-spezifische Gefäßinformationen wie Losnummern sind für eine umfassende Dokumentation über den (URL: <https://www.eppendorf.com/safecode-data>)[Eppendorf dataport] und die Internetseite verfügbar - Direkter Import von Codes und allen Daten in (URL: <https://www.elabnext.com/eppendorf>)[eLabInventory] und (URL: <https://www.elabnext.com/eppendorf>)[eLabJournal](URL: null)[@](URL: <https://www.elabnext.com/eppendorf>)[software] für die bequeme Verarbeitung

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	VB-4124
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4066292583139
Bruttogewicht	3.88
HSNummer	39269097
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	3.49200 kg
Ursprungsland	Deutschland

