




Eppendorf Plattenadapter, 2 Stück

Product Images



Beschreibung

Plattenadapter, für Rotor S-4x1000 mit Plate/Tube-Bechern, Rotor S-4x1000, 2 Stück

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	VB-2330
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072423636
Bruttogewicht	0.44
HSNummer	84219100
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.39600 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84219100

