



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e



Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Polyblock für 1 x 250 ml Kolben

247,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Chemikalienbeständiges Aufsatzsegment für einen 250 ml Rundkolben. Das Segment besteht aus Aluminium und eignet sich für Heiztemperaturen bis zu 260 °C. Die PolyBlocks gehören mit der StarFish Basisplatte zu den Grundelementen des gesamten StarFish Multi-Reaktionssystems. Die PolyBlocks sind Aufsatzsegmente, die für Reaktionsgefäße unterschiedlicher Größe miteinander kombiniert werden können (max. 5 verschiedene Einsätze pro StarFish System).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1351
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104150200
EAN	4058072775575
Bruttogewicht	1.5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.60000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.20000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.21000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

