




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657




## Heidolph Polyblock für 3 x 25 mm Reagenzgläser

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Chemikalienbeständiges Aufsatzsegment für max. 3 Reagenzgläser mit 25 mm Durchmesser. Das Segment besteht aus Aluminium und eignet sich für Heiztemperaturen bis zu 260 °C. Die PolyBlocks gehören mit der StarFish Basisplatte zu den Grundelementen des gesamten StarFish Multi-Reaktionssystems. Die PolyBlocks sind Aufsatzsegmente, die für Reaktionsgefäße unterschiedlicher Größe miteinander kombiniert werden können (max. 5 verschiedene Einsätze pro StarFish System).

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1352
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158210
EAN	4058072775582
Bruttogewicht	1
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.30000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.20000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.21000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

