



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph Polyblock für 9 x 16 mm Reagenzgläser

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Chemikalienbeständiges Aufsatzsegment für max. 9 Reagenzgläser mit 16 mm Durchmesser. Das Segment besteht aus Aluminium und eignet sich für Heiztemperaturen bis zu 260 °C. Die PolyBlocks gehören mit der StarFish Basisplatte zu den Grundelementen des gesamten StarFish Multi-Reaktionssystems. Die PolyBlocks sind Aufsatzsegmente, die für Reaktionsgefäße unterschiedlicher Größe miteinander kombiniert werden können (max. 5 verschiedene Einsätze pro StarFish System).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-1354
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158230
EAN	4058072775605
Bruttogewicht	0.55
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.47800 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.20000 m
Verpackungshöhe	0.11000 m
Verpackungstiefe	0.21000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

